




Product Specification

Pacote superabsorvente, adequado para mala de transporte T 15 e B 17, (CxL): 400 x 300 mm

Page 1



Product description

Order number	95.1712
Descrição do artigo	Pacote superabsorvente, adequado para mala de transporte T 15 e B 17, (CxL): 400 x 300 mm, absorção de líquido: 1,2 l, 100 unid./caixa de cartão

Product characteristics

Campo de aplicação	Envio de amostras, descartadores Multi-Safe
Indicado para	mala de transporte T 15 e B 17

Size

Largura do produto	300 mm
Comprimento do produto	400 mm

Material & colours

Material do produto	celulose
---------------------	----------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Pacote superabsorvente, adequado para mala de transporte T 15 e B 17, (CxL): 400 x 300 mm

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	sem marca CE
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	72000
Profundidade da caixa interna	90 mm
Largura da caixa interna	46 mm
Altura da caixa interna	170 mm
Profundidade da embalagem externa	420 mm
Largura da embalagem externa	320 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.0283 kg
Peso da embalagem externa	3.5 kg
EAN da caixa interna	4038917415774
EAN da embalagem externa	4038917065894

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-03-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT