



Product description

Order number 95.1717.011
Descrição do artigo Mala de transporte B 13, versão plana para rack em bloco,
(CxLxA): 395 x 395 x 300 mm

Product characteristics

Versão versão plana para rack em bloco

Size

Largura do produto 395 mm
Altura do produto 300 mm
Comprimento do produto 395 mm

Material & colours

Material do produto Polietileno de alta densidade (HD-PE)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	30
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	2.763 kg
Peso da embalagem externa	3.3 kg
EAN da caixa interna	4038917133197
EAN da embalagem externa	4038917069250

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

