

Product Specification Mala de transporte I 50, mala para transporte interno para rack em bloco

Page 1



Product description

Order number 95.1720.011

Descrição do artigo Mala de transporte I 50, mala para transporte interno para

rack em bloco, (CxLxA): 270 x 170 x 215 mm

Product characteristics

Versão mala para transporte interno para rack em bloco

Forma do recipiente interior retangular

Size


Largura do produto 170 mm
Altura do produto 215 mm
Comprimento do produto 270 mm

Material & colours

Material do produto Acrilonitrila butadieno-estireno (ABS)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Page 2



Purity & certification

Corresponde às exigências TRBA 100

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 108
Profundidade da embalagem 308 mm

externa

Largura da embalagem 223 mm

externa

Altura da embalagem externa 195 mm Volume da embalagem 0.0134 cbm

externa

Peso do produto 1.072 kg Peso da embalagem externa 1.34 kg

EAN da caixa interna 4038917159951 EAN da embalagem externa 4038917159944

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

