



Product description

Order number	65.590
Descrição do artigo	Tampa de rosca, adequado para recipiente de envio refrigerado

Product characteristics

Indicado para	recipiente de envio refrigerado
---------------	---------------------------------

Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	natural
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalaje interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	80000
Profundidade da embalagem	428 mm
externa	
Largura da embalagem	388 mm
externa	
Altura da embalagem externa	225 mm
Volume da embalagem	0.0374 cbm
externa	
Peso do produto	0.0024 kg
Peso da embalagem externa	5.47 kg
EAN da caixa interna	4038917082723
EAN da embalagem externa	4038917001762

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

