



Product description

Order number	86.972.150
Descrição do artigo	Recipiente de envio de lâminas de microscópio, sem ventilação, comprimento: 85 mm, tampa acoplada, 50 unid./pacote

Product characteristics

Versão	sem ventilação
Campo de aplicação	Envio de amostras
Exemplo de utilização	Embalagem secundária em conformidade com P 650

Size

Comprimento do produto	85 mm
------------------------	-------

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 400
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 400
Unidades por palete 14400
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.0102 kg
Peso da embalagem externa 4.87 kg
EAN da caixa interna 4038917123969
EAN da embalagem externa 4038917405928

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

