



### **Product description**

Order number	86.972
Descrição do artigo	Recipiente de envio de lâminas de microscópio, com ventilação, comprimento: 85 mm, tampa acoplada, 50 unid./pacote

### **Product characteristics**

Versão	com ventilação
Campo de aplicação	Envio de amostras
Exemplo de utilização	Embalagem secundária em conformidade com P 650

### **Size**

Comprimento do produto	85 mm
------------------------	-------

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	400
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	400
Unidades por palete	14400
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0104 kg
Peso da embalagem externa	4.97 kg
EAN da caixa interna	4038917084741
EAN da embalagem externa	4038917405904

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

