



### **Product description**

Order number	95.1011
Descrição do artigo	Embalagem de isopor, adequado como embalagem externa para transporte a frio

### **Product characteristics**

Versão	embalagem externa para transporte a frio
Compressa de absorção	não

### **Size**

Largura do produto	71 mm
Altura do produto	168 mm
Comprimento do produto	140 mm

### **Material & colours**

Material do produto	poliestireno expandido
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	sem marca CE
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	36
Unidades por palete	720
Profundidade da embalagem externa	584 mm
Largura da embalagem externa	387 mm
Altura da embalagem externa	350 mm
Volume da embalagem externa	0.0791 cbm
Peso do produto	0.0371 kg
Peso da embalagem externa	2.25 kg
EAN da caixa interna	4038917084987
EAN da embalagem externa	4038917362399

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

