



Product description

Order number	95.903
Descrição do artigo	Embalagem de transporte por correio, utilização, por ex.: Embalagem externa em conformidade com P 650/ADR, (CxLxA): 192 x 146 x 75 mm, para recipiente de envio refrigerado, capacidade 1 a 4 recipiente/frascos de transporte marítimo até um diâmetro de 30 mm, 50 unid./caixa de papelão
Número de teste UN	sim

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	preta
Exemplo de utilização	Embalagem externa em conformidade com P 650/ADR
Indicado para	recipiente de envio refrigerado

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Embalagem de transporte por correio, 192 x 146 x 75 mm, para recipiente de envio refrigerado

Page 2

Size

Largura do produto	146 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	192 mm

Material & colours

Material do produto	papelão
Cor do produto	branca

Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR, IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	50
Unidades por palete	1650
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	513 mm
Altura da embalagem externa	115 mm
Volume da embalagem externa	0.0323 cbm
Peso do produto	0.0782 kg
Peso da embalagem externa	4.54 kg
EAN da caixa interna	4038917084581
EAN da embalagem externa	4038917079594

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT