



Descrição do Produto

Número de pedido	95.903
Descrição do artigo	Embalagem de transporte por correio, utilização, por ex.: embalagem externa em conformidade com P 650/ADR, (CxLxA): 192 x 146 x 75 mm, para recipiente de envio refrigerado
Número de teste UN	sim

Características do produto

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	preta
Exemplo de utilização	embalagem externa em conformidade com P 650/ADR
Indicado para	recipiente de envio refrigerado

Dimensões

Largura do produto	146 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	192 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto papelão
Cor do produto branca

Pureza e certificação

Corresponde às exigências P 650, IATA, ADR
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 50
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 50
Unidades por palete 1650
Profundidade da embalagem 548 mm
externa
Largura da embalagem 513 mm
externa
Altura da embalagem externa 115 mm
Volume da embalagem 0,0323 cbm
externa
Peso do produto 0,0782 kg
Peso da embalagem externa 4,54 kg
EAN da caixa interna 4038917084581
EAN da embalagem externa 4038917079594

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

