



### **Descrição do Produto**

Número de pedido 95.995  
Descrição do artigo Recipiente de envio refrigerado, alemão

### **Características do produto**

Rótulo/impressão com impressão  
Cor impressão/rótulo vermelha  
Compressa de absorção não

### **Dimensões**

Largura do produto 71 mm  
Altura do produto 170 mm  
Comprimento do produto 140 mm

### **Materiais e cores**

Material do produto Acrilonitrila butadieno-estireno (ABS)  
Cor do produto branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	6
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	6
Unidades por palete	648
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0,0134 cbm
Peso do produto	0,3448 kg
Peso da embalagem externa	2,3 kg
EAN da caixa interna	4038917084901
EAN da embalagem externa	4038917003667

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

