




Product Specification

Compressa de absorção, adequado para
Recipiente de envio 114 x Ø 44 mm, (CxL): 135 x
95 mm

Page 1



Product description

Order number	78.669
Descrição do artigo	Compressa de absorção, adequado para Recipiente de envio 114 x Ø 44 mm, (CxL): 135 x 95 mm, 100 unid./caixa de cartão

Product characteristics

Campo de aplicação	Envio de amostras, descartadores Multi-Safe
Indicado para	Recipiente de envio 114 x Ø 44 mm

Size

Largura do produto	95 mm
Comprimento do produto	135 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-03-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Compressa de absorção, adequado para
Recipiente de envio 114 x Ø 44 mm, (CxL): 135 x
95 mm**

Page 2

Material & colours

Material do produto celulose

Purity & certification

Categoria do produto não regulamentado

Certificação CE sem marca CE

Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	56000
Profundidade da caixa interna	190 mm
Largura da caixa interna	135 mm
Altura da caixa interna	70 mm
Profundidade da embalagem externa	385 mm
Largura da embalagem externa	385 mm
Altura da embalagem externa	160 mm
Volume da embalagem externa	0.0237 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	3.04 kg
EAN da caixa interna	4038917083249
EAN da embalagem externa	4038917002196

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-03-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT