



## Product Specification

Recipiente de proteção, marrom, forma: redondo,  
com compressa de absorção, comprimento: 126  
mm, Ø da abertura: 30 mm, sem tampa

Page 1



### Product description

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 78.898.300  |
| Descrição do artigo | Recipiente de proteção, redondo, marrom, forma: redondo,<br>com compressa de absorção, comprimento: 126 mm, Ø da<br>abertura: 30 mm, sem tampa, 50 unid./pacote |

### Product characteristics

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Campo de aplicação    | Envio de amostras                              |
| Exemplo de utilização | Embalagem secundária em conformidade com P 650 |
| Compressa de absorção | sim  |
| Forma da abertura     | redondo  |
| Hermético             | sim  |

### Size

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diâmetro da abertura   | 30 mm  |
| Comprimento do produto | 126 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-04-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

Recipiente de proteção, marrom, forma: redondo, com compressa de absorção, comprimento: 126 mm, Ø da abertura: 30 mm, sem tampa

Page 2

### Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto marrom

### Purity & certification

Corresponde às exigências P 650, ADR  
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 250  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 250  
Unidades por palete 7500  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 358 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 325 mm  
Volume da embalagem 0.0463 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0144 kg  
Peso da embalagem externa 4.17 kg  
EAN da caixa interna 4038917123709  
EAN da embalagem externa 4038917018906

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-04-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**