



Especificação do produto
Frasco de coleta de urina, 3 l, com unidade de transferência integrada, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	77.575.401
Descrição do artigo	Frasco de coleta de urina, Coleta de urina, volume de trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, com etiqueta de plástico, inglês, tampa: amarela, com unidade de transferência integrada, 30 unid./caixa de papelão

Características do produto

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Versão	com unidade de transferência integrada
Campo de aplicação	Coleta de urina
Exemplo de utilização	transferência integrada de urina para um V-Monovette® Urina
Volume de trabalho	700 ml
Janela de visualização	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-11-30

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Frasco de coleta de urina, 3 l, com unidade de transferência integrada, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Página 2

Dimensões

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume máximo	3 l
Diâmetro da abertura	83,5 mm
Largura do produto	130 mm
Comprimento do produto	125 mm
Comprimento com tampa	246 mm
Comprimento sem tampa	243 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	amarela

Pureza e certificação

Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	270
Profundidade da embalagem externa	643 mm
Largura da embalagem externa	403 mm
Altura da embalagem externa	515 mm
Volume da embalagem externa	0.1335 cbm
Peso do produto	0.1433 kg
Peso da embalagem externa	5.1 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-11-30

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Frasco de coleta de urina, 3 l, com unidade de
transferência integrada, marrom, com proteção
contra a luz, graduado

Página 3

EAN da caixa interna 4038917319669
EAN da embalagem externa 4038917319652

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-11-30

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT