

## **Product Specification**

Frasco de coleta de urina NFT, 3 I, com unidade de transferência integrada sem agulha, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Page 1



# **Product description**

Order number 77.575.900

Descrição do artigo Frasco de coleta de urina NFT, Coleta de amostras de urina

com função de coleta higienicamente fechada e sem agulha para Monovettes para urina, volume de trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, marrom, com proteção contra a luz,

graduado, material: PE, com etiqueta de papel, alemão/inglês, tampa: branca, com unidade de transferência integrada sem agulha, montada, 30

unid./caixa de papelão

#### **Product characteristics**

Rótulo/impressão com etiqueta de papel

Cor impressão/rótulo branca/preta

Graduação sin

Tampa tampa de membrana

Tipo de fechamento tampa de rosca

Proteção contra a luz sim

Versão com unidade de transferência integrada sem agulha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Product Specification**

Frasco de coleta de urina NFT, 3 I, com unidade de transferência integrada sem agulha, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Page 2

Campo de aplicação Coleta de amostras de urina com função de coleta

higienicamente fechada e sem agulha para Monovettes

para urina

Exemplo de utilização transferência integrada de urina para um Monovette<sup>®</sup> Urina

Volume de trabalho 3.000 ml Janela de visualização sim Conexão Luer (m)

Size

Volume nominal 3.000.00 ml

Volume máximo 3 l

Diâmetro da abertura 83,5 mm
Largura do produto 130 mm
Comprimento do produto 125 mm
Comprimento com tampa 246 mm
Comprimento sem tampa 243 mm

**Material & colours** 

Material do produto Polietileno (PE)

Cor do produto marrom

Material de fechamento Polypropylene (PP)

Cor da tampa branca

**Purity & certification** 

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE Ficha de dados de segurança não Em lotes sim

**Packaging** 

Quantidade mínima do pedido 30

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 30 Unidades por caixa 30 Unidades por palete 270

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Product Specification**

Frasco de coleta de urina NFT, 3 I, com unidade de transferência integrada sem agulha, marrom, com proteção contra a luz, graduado

Page 3

Profundidade da embalagem 643 mm

externa

Largura da embalagem 403 mm

externa

Altura da embalagem externa 515 mm Volume da embalagem 0.1335 cbm

externa

Peso do produto 0.1433 kg Peso da embalagem externa 5.1 kg

EAN da caixa interna 4038917947718 EAN da embalagem externa 4038917947725

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

