



Product description

Order number	77.577
Descrição do artigo	Garrafa de gargalo largo, Colheita de urina, volume de trabalho máx.: 0,25 l, Ø da abertura: 35 mm, branca, material: HD-PE, tampa: preta, 120 unid./caixa de cartão

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	Colheita de urina
Janela de visualização	não

Size

Volume nominal	250 ml
Volume máximo	0.25 l
Diâmetro da abertura	35 mm
Largura do produto	60 mm
Altura do produto	90 mm
Comprimento do produto	60 mm
Comprimento com tampa	110 mm
Comprimento sem tampa	98 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	branca
Material de fechamento	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor da tampa	preta

Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	sem marca CE
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	120
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	120
Unidades por caixa	120
Unidades por palete	2880
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	288 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0547 cbm
Peso do produto	0.0371 kg
Peso da embalagem externa	5.03 kg
EAN da caixa interna	4038917082624
EAN da embalagem externa	4038917001694

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

