



**Product Specification**  
**Frasco de coleta de urina, 2 l, marrom, com  
proteção contra a luz, graduado**

**Page 1**



**Product description**

Order number	77.580
Descrição do artigo	Frasco de coleta de urina, Coleta de urina, volume de trabalho máx.: 2 l, Ø da abertura: 70 mm, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, com etiqueta de papel, alemão/inglês, tampa: amarela, Etiqueta solta incluída, 30 unid./caixa de papelão

**Product characteristics**

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	amarela/preta
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Campo de aplicação	Coleta de urina
Janela de visualização	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Volume nominal	2.000.00 ml
Volume máximo	2 l
Diâmetro da abertura	70 mm
Largura do produto	106 mm
Altura do produto	240 mm
Comprimento do produto	106 mm
Comprimento com tampa	238 mm
Comprimento sem tampa	235 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	amarela

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	360
Profundidade da caixa interna	245 mm
Largura da caixa interna	110 mm
Altura da caixa interna	110 mm
Profundidade da embalagem externa	563 mm
Largura da embalagem externa	343 mm
Altura da embalagem externa	500 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Frasco de coleta de urina, 2 l, marrom, com  
proteção contra a luz, graduado**

**Page 3**

Volume da embalagem externa	0.0966 cbm
Peso do produto	0.0956 kg
Peso da embalagem externa	3.5 kg
EAN da caixa interna	4038917082655
EAN da embalagem externa	4038917001700

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2025-02-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**