



Especificação do produto
Frasco de coleta de urina, 2 l, marrom, com
proteção contra a luz, graduado

Página 1



Descrição do Produto

| | |
|---------------------|---|
| Número de pedido | 77.594 |
| Descrição do artigo | Frasco de coleta de urina, 2 l, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PE, com etiqueta de papel, francês |

Características do produto

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Rótulo/impressão | com etiqueta de papel |
| Cor impressão/rótulo | amarela/preta |
| Graduação | sim |
| Tipo de tampa | tampa de rosca |
| Proteção contra a luz | sim |
| Campo de aplicação | Coleta de urina |
| Janela de visualização | não |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-12-05

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Frasco de coleta de urina, 2 l, marrom, com
proteção contra a luz, graduado

Página 2

Dimensões

| | |
|------------------------|-------------|
| Volume nominal | 2.000,00 ml |
| Volume máximo | 2 l |
| Diâmetro da abertura | 70 mm |
| Largura do produto | 106 mm |
| Altura do produto | 240 mm |
| Comprimento do produto | 106 mm |
| Comprimento com tampa | 238 mm |
| Comprimento sem tampa | 235 mm |

Materiais e cores

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polietileno (PE) |
| Cor do produto | marrom |
| Material da tampa | Polypropylene (PP) |
| Cor da tampa | amarela |

Pureza e certificação

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Categoria do produto | Produtos para diagnóstico in vitro |
| Certificação CE | CE |
| Ficha de dados de segurança | não |
| Em lotes | sim |

Embalagem

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 30 |
| Unidades por caixa interna | 30 |
| Unidades por caixa | 30 |
| Unidades por palete | 360 |
| Profundidade da embalagem externa | 563 mm |
| Largura da embalagem externa | 343 mm |
| Altura da embalagem externa | 500 mm |
| Volume da embalagem externa | 0,0966 cbm |
| Peso do produto | 0,0956 kg |
| Peso da embalagem externa | 3,5 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917082761 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-12-05

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Frasco de coleta de urina, 2 l, marrom, com
proteção contra a luz, graduado

Página 3

EAN da embalagem externa 4038917001809

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-12-05

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT