



24h-Sammelurin

Behandelnder Arzt: _____
Name: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Körpergewicht: _____
Körpergröße: _____
Männlich Weiblich
Sammelbeginn: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelende: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelmenge: _____ ml

Gebrauchshinweis

Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette. Notieren Sie Datum und Uhrzeit in dem oben dargestellten Feld „Sammelbeginn“.

1. Sammeln Sie den nächsten Urin in die Sammelflasche.
2. Verschließen Sie die Sammelflasche gut. Sammeln Sie jeden weiteren Urin, auch bei Stuhlgang, und geben Sie diesen in die Sammelflasche. Verschließen Sie nach jeder Zugabe die Sammelflasche gut und schwenken Sie diese. Achten Sie auf eine kühle Lagerung.
3. Gehen Sie am nächsten Tag zu der am Vortag notierten Uhrzeit auf die Toilette und sammeln Sie diesen Urin. Die Sammlung ist damit beendet.
4. Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala auf der Sammelflasche ab. **Tragen Sie diese Zahl in dem oben dargestellten Feld „Sammelmenge“ ein.** Füllen Sie alle Patientendaten vollständig aus.
5. Geben Sie die gefüllte Sammelflasche bei Ihrem Arzt ab.

CE IVD SARSTEDT
D-91588 Nürnberg
www.sarstedt.com
7715 Technische Änderungen vorbehalten

Descrição do Produto

Número de pedido 84.1402
Descrição do artigo Rótulo, (CxL): 150 x 55 mm, papel, para frasco de coleta de urina 2 e 3 l, alemão, 30 unid./pacote com minialça

Características do produto

Campo de aplicação Coleta de urina
Indicado para frasco de coleta de urina 2 e 3 l

Dimensões

Largura do produto 55 mm
Comprimento do produto 150 mm

Materiais e cores

Material do produto papel

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	300
Unidades por caixa	1800
Unidades por palete	583200
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0,0051 cbm
Peso do produto	0,0011 kg
Peso da embalagem externa	2,28 kg
EAN da caixa interna	4038917086523
EAN da embalagem externa	4038917078825

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

