



Product Specification

Rótulo autocolante, (CxL): 150 x 55 mm, papel, para frasco de coleta de urina 2 e 3 l, alemão

Page 1

24h-Sammelurin

Behandelnder Arzt: _____
Name: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Körpergewicht: _____
Körpergröße: _____
Männlich Weiblich

Sammelbeginn: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelende: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelmenge: _____ ml

Gebrauchshinweis

Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette. Notieren Sie Datum und Uhrzeit in dem oben dargestellten Feld „Sammelbeginn“.

1. Sammeln Sie den nächsten Urin in die Sammelflasche.
2. Verschließen Sie die Sammelflasche gut. Sammeln Sie jeden weiteren Urin, auch bei Stuhlgang, und geben Sie diesen in die Sammelflasche.
3. Verschließen Sie nach jeder Zugabe die Sammelflasche gut und schwenken Sie diese. Achten Sie auf eine kühle Lagerung.
4. Gehen Sie am nächsten Tag zu der am Vortag notierten Uhrzeit auf die Toilette und sammeln Sie diesen Urin. Die Sammlung ist damit beendet.
5. Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala auf der Sammelflasche ab. Tragen Sie diese Zahl in dem oben dargestellten Feld „Sammelmenge“ ein. Füllen Sie alle Patientendaten vollständig aus.
6. Geben Sie die gefüllte Sammelflasche bei Ihrem Arzt ab.

CE IVD SARSTEDT
D-91588 Nürnberg
www.sarstedt.com
7715 Technische Änderungen vorbehalten

Product description

Order number 84.1402
Descrição do artigo Rótulo autocolante, (CxL): 150 x 55 mm, papel, para frasco de coleta de urina 2 e 3 l, alemão, 30 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Cor impressão/rótulo preta
Campo de aplicação Coleta de urina
Indicado para frasco de coleta de urina 2 e 3 l

Size

Largura do produto 55 mm
Comprimento do produto 150 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Rótulo autocolante, (CxL): 150 x 55 mm, papel,
para frasco de coleta de urina 2 e 3 l, alemão

Page 2

Material & colours

Material do produto papel
Cor do produto branca

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 300
Tipo de embalagem interior pacote com minialça
Unidades por caixa interna 300
Unidades por caixa 1800
Unidades por palete 583200
Profundidade da embalagem 268 mm
externa
Largura da embalagem 191 mm
externa
Altura da embalagem externa 100 mm
Volume da embalagem 0.0051 cbm
externa
Peso do produto 0.0011 kg
Peso da embalagem externa 2.28 kg
EAN da caixa interna 4038917086523
EAN da embalagem externa 4038917078825

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT