



Product Specification
Copos medicinais, 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm,
graduado, PP, transparente

Page 1



Product description

Order number	75.1337.500
Descrição do artigo	Copos medicinais, volume de trabalho máx.: 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm, Ø da abertura: 37 mm, transparente, graduado, material: PP, 75 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Volume de trabalho	30 ml

Size

Volume nominal	30 ml
Diâmetro	37 mm
Diâmetro da abertura	37 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	40 mm
Comprimento sem tampa	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Copos medicinais, 30 ml, (CxØ): 40 x 37 mm,
graduado, PP, transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	3750
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	3750
Unidades por caixa	3750
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	190 mm
Largura da embalagem externa	390 mm
Altura da embalagem externa	390 mm
Volume da embalagem externa	0.0289 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	6 kg
EAN da caixa interna	4038917127721
EAN da embalagem externa	4042836001994

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT