

Product Specification Copo multiuso, 250 ml, (CxØ): 100 x 73 mm, PS, branca

Page 1



Product description

Order number 75.560

Descrição do artigo Copo multiuso, volume de trabalho máx.: 250 ml, (CxØ):

100 x 73 mm, Ø da abertura: 73 mm, branca, material: PS,

50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação não

Campo de aplicação coleta e armazenamento de urina

Volume de trabalho 250 ml

Size

Volume nominal 250 ml
Diâmetro 73 mm
Diâmetro da abertura 73 mm
Altura do produto 100 mm
Comprimento do produto 100 mm
Comprimento sem tampa 100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Copo multiuso, 250 ml, (CxØ): 100 x 73 mm, PS, branca

Page 2

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)

Cor do produto branca

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500 Tipo de embalaje interior pacote Unidades por caixa interna 500 Unidades por caixa 500 Unidades por palete 20000 598 mm

Profundidade da embalagem

externa

Largura da embalagem 398 mm

externa

Altura da embalagem externa 165 mm Volume da embalagem 0.0393 cbm

externa

Peso do produto 0.0076 kg Peso da embalagem externa 4.3 kg

EAN da caixa interna 4038917339902 EAN da embalagem externa 4038917339896

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

