



### **Product description**

Order number	75.562.011
Descrição do artigo	Copo de rosca, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, Ø da abertura: 62 mm, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: marrom, tampa incluída, 50 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	100 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, com  
proteção contra a luz, PP, marrom**

**Page 2**

### Size

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	57 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	76 mm
Comprimento sem tampa	72 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	7500
Profundidade da embalagem externa	443 mm
Largura da embalagem externa	323 mm
Altura da embalagem externa	330 mm
Volume da embalagem externa	0.0472 cbm
Peso do produto	0.0153 kg
Peso da embalagem externa	4.54 kg
EAN da caixa interna	4038917113618
EAN da embalagem externa	4038917014038

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-20

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**