



Product description

Order number	75.568
Descrição do artigo	Copo multiuso, volume de trabalho máx.: 26 ml, (CxØ): 45 x 70 mm, Ø da abertura: 70 mm, transparente, material: PP

Product characteristics

Graduação	não
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	26 ml

Size

Volume nominal	26 ml
Volume máximo	26 ml
Diâmetro	70 mm
Diâmetro da abertura	70 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	45 mm
Comprimento sem tampa	45 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	30000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.0036 kg
Peso da embalagem externa	4.25 kg
EAN da caixa interna	4038917082549
EAN da embalagem externa	4038917001625

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

