



Product description

Order number	76.1340.500
Descrição do artigo	Tampa, para copo medicinal de 30 ml, material: PE, branca, 750 unid./pacote

Product characteristics

Exemplo de utilização	Administração oral de medicamentos sob a forma líquida ou de comprimido
Indicado para	copo medicinal de 30 ml

Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	branca
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	3750
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	3750
Unidades por caixa	3750
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	190 mm
Largura da embalagem externa	390 mm
Altura da embalagem externa	390 mm
Volume da embalagem externa	0.0289 cbm
Peso do produto	0.0007 kg
Peso da embalagem externa	2.97 kg
EAN da caixa interna	4038917127790
EAN da embalagem externa	4042836007149

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

