




Product description

Order number	76.1414
Descrição do artigo	Tampa de encaixe, sem bico, adequado para copo de 125 ml 75.1355, material: PE, vermelha, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	sem bico
Indicado para	copo de 125 ml 75.1355

Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	vermelha

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	24000
Profundidade da embalagem externa	390 mm
Largura da embalagem externa	265 mm
Altura da embalagem externa	590 mm
Volume da embalagem externa	0.061 cbm
Peso do produto	0.0024 kg
Peso da embalagem externa	3.14 kg
EAN da caixa interna	4038917086554
EAN da embalagem externa	4042836001499

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

