




Product description

Order number	76.564
Descrição do artigo	Tampa de rosca, adequado para copo de 100 ml 75.563, material: HD-PE, natural, 50 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	tampa para recipiente de coleta de urina
Indicado para	copo de 100 ml 75.563

Size

Diâmetro	62 mm
Altura do produto	14 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	natural

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	21000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0068 kg
Peso da embalagem externa	3.91 kg
EAN da caixa interna	4038917082518
EAN da embalagem externa	4038917001595

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

