



### **Product description**

Order number	76.569
Descrição do artigo	Tampa de encaixe, para copo de 26 ml 75.568, transparente, material: PE, tampa de encaixe

### **Product characteristics**

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Indicado para	copo de 26 ml 75.568

### **Material & colours**

Material do produto	Polietileno (PE)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	150000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.0016 kg
Peso da embalagem externa	8.49 kg
EAN da caixa interna	4038917082556
EAN da embalagem externa	4038917001632

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

