



## Product Specification

**Monovette® para urina, 3,2 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 75 x 13 mm, 64 unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

Order number	10.250.001
Descrição do artigo	Monovette® para urina, volume nominal: 3,2 ml, sem preparação, Tubo de amostra de urina, (CxØ): 75 x 13 mm, transparente, marcação nominal, material: PP, tampa de rosca Luer, tampa amarela, incl. ponta de coleta, com etiqueta de papel, 64 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de retirada	Aspiração
Tipo de preparo	sem preparação
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	amarela
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não
Campo de aplicação	Tubo de amostra de urina
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	3,2 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-13

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, 3,2 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 75 x 13 mm, 64 unid./pacote**

**Page 2**

Centrifugação recomendada 400 x g  
Tempo de centrifugação 5 Min  
Conexão Luer (m)

### Size

Volume nominal 3.2 ml  
Diâmetro 13 mm  
Comprimento com tampa 90 mm  
Comprimento sem tampa 75 mm  
Comprimento com tampa e barra 109 mm

### Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente  
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa amarela  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Ficha de dados de segurança não  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 512  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 64  
Unidades por caixa 512  
Unidades por palete 36864  
Profundidade da embalagem externa 388 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-13

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, 3,2 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 75 x 13 mm, 64 unid./pacote**

**Page 3**

Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0208 cbm
Peso do produto	0.0054 kg
Peso da embalagem externa	3.23 kg
EAN da caixa interna	4038917279499
EAN da embalagem externa	4038917279482

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-13

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**