



## Product Specification

**Monovette® para urina, 10 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 102 x 15,3 mm, 100 unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

Order number	10.252.028
Descrição do artigo	Monovette® para urina, volume nominal: 10 ml, sem preparação, Tubo de amostra de urina, (CxØ): 102 x 15,3 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca Luer, tampa amarela, com etiqueta de plástico, estéril, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de retirada	Aspiração
Tipo de preparo	sem preparação
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/amarela
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca Luer
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não
Versão	Luer-Lock
Campo de aplicação	Tubo de amostra de urina
Exemplo de utilização	Coleta, transporte e armazenamento de urina

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, 10 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 102 x 15,3 mm, 100 unid./pacote**

**Page 2**

Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação recomendada	400 x g
Tempo de centrifugação	5 Min
Conexão	Luer-Lock

### Size

Volume nominal	10 ml
Diâmetro	15.3 mm
Comprimento com tampa	117 mm
Comprimento sem tampa	102 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	7000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para urina, 10 ml, tampa amarela,  
(CxØ): 102 x 15,3 mm, 100 unid./pacote**

**Page 3**

Volume da embalagem externa	0.0229 cbm
Peso do produto	0.0149 kg
Peso da embalagem externa	1.54 kg
EAN da caixa interna	4038917104494
EAN da embalagem externa	4038917075671

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-07

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**