




Product Specification

Unidade de transferência de urina para V-Monovette® para urina, 50 unid./pacote com minialça

Page 1



Product description

Order number	11.1240.100
Descrição do artigo	Unidade de transferência de urina para V-Monovette® para urina, para Transferência de urina, 50 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Tipo de retirada	Vácuo
Proteção contra a luz	não
Versão	com asas no suporte do tubo
Campo de aplicação	Transferência de urina
Indicado para	V-Monovette® para urina
Conexão	Tubo de vácuo

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-16

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Unidade de transferência de urina para
V-Monovette® para urina, 50 unid./pacote com
minialça**

Page 2

Size

Comprimento do tubo flexível 10 cm

Material & colours

Cor do produto amarela

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE

Certificação CE Fornecedor CE

Ficha de dados de segurança não

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500

Tipo de embalagem interior pacote com minialça

Unidades por caixa interna 50

Unidades por caixa 500

Unidades por palete 30000

Profundidade da caixa interna 300 mm

Largura da caixa interna 250 mm

Altura da caixa interna 10 mm

Profundidade da embalagem
externa 380 mm

Largura da embalagem
externa 350 mm

Altura da embalagem externa 170 mm

Volume da embalagem
externa 0.0226 cbm

Peso do produto 0.002 kg

Peso da embalagem externa 1.8 kg

EAN da caixa interna 6947462401157

EAN da embalagem externa 6947462401423

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-16

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT