



Product description

Order number	51.9923.820
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 25 ml, (CxØ): 90 x 25 mm, fundo cônico com base plana, transparente, tampa montada, com etiqueta de papel, preparo: Ácido bórico, não-estéreis, 500 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de preparo	Ácido bórico
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	25 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Tubo de rosca, 25 ml, (CxØ): 90 x 25 mm, Ácido
bórico, não-estéreis**

Page 2

Size

Volume nominal	25 ml
Diâmetro	25 mm
Comprimento do produto	90 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	não-estéreis
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	15000
Volume da embalagem externa	0.059 cbm
Peso do produto	0.009 kg
Peso da embalagem externa	5.18 kg
EAN da caixa interna	4038917154550
EAN da embalagem externa	4038917030090

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-20

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT