




Product description

Order number	57.462.015
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, com escala, 250 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2500 x g

Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	embalagem empilhável
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	42000
Profundidade da caixa interna	366 mm
Largura da caixa interna	114 mm
Altura da caixa interna	201 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0063 kg
Peso da embalagem externa	6.96 kg
EAN da caixa interna	4038917381079
EAN da embalagem externa	4038917381062

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

