



Product description

Order number	57.462
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, com escala, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2500 x g

Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 36000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.0063 kg
Peso da embalagem externa 6.98 kg
EAN da caixa interna 4038917081702
EAN da embalagem externa 4038917000819

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

