



**Product description**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 62.547.274                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, HD-PE, tampa: natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: azul/branca, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 25 unid./pacote |

**Product characteristics**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Rótulo/impressão           | com impressão  |
| Cor impressão/rótulo       | azul/branca    |
| Graduação                  | sim            |
| Tipo de fechamento         | tampa de rosca |
| Forma do fundo             | fundo cônico   |
| Volume de trabalho         | 50 ml          |
| Centrifugação máxima (RCF) | 20000 x g      |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Size**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diâmetro               | 28 mm  |
| Comprimento do produto | 114 mm |

**Material & colours**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP)                |
| Cor do produto         | transparente                      |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa           | natural                           |

**Purity & certification**

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Corresponde às exigências | ADR                                                                               |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE                                                          |
| Certificação CE           | CE                                                                                |
| Padrão de pureza          | livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril |
| Esterilização             | Irradiação de elétrons                                                            |
| Isenção de pirogênio      | sim                                                                               |
| Em lotes                  | sim                                                                               |

**Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 300           |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 25            |
| Unidades por caixa                | 300           |
| Unidades por palete               | 9000          |
| Profundidade da embalagem externa | 580 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 330 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 255 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0488 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0128 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 4.61 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917242561 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917242554 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

