



Descrição do Produto

Número de pedido	92.180.610
Descrição do artigo	Rotor de placas, para 23 tubos Ø 8-12 mm, para SARMIX® M 2000

Características do produto

Indicado para	SARMIX® M 2000
Capacidade de armazenamento	23

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	10

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Rotor de placas, para 23 tubos Ø 8-12 mm, para
SARMIX® M 2000

Página 2

Volume da embalagem externa	0.0122 cbm
Peso do produto	0.1809 kg
Peso da embalagem externa	2.01 kg
EAN da caixa interna	4038917101981
EAN da embalagem externa	4038917075749

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-05-26

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT