



## Descrição do Produto

Número de pedido	92.180.618
Descrição do artigo	Rotor em bloco, para 36 tubos até 15 mm Ø, para SARMIX® M2000

## Características do produto

Indicado para	SARMIX® M2000
Capacidade de armazenamento	36

## Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

## Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	10
Volume da embalagem externa	0,0122 cbm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Rotor em bloco, para 36 tubos até 15 mm Ø, para**  
**SARMIX® M2000**

**Página 2**

Peso do produto	0,2108 kg
Peso da embalagem externa	2,31 kg
EAN da caixa interna	4038917309561
EAN da embalagem externa	4038917309554

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-01-17

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**