



Descrição do Produto

Número de pedido 90.181.601
Descrição do artigo Agitador rotativo

Pureza e certificação

Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Peso do produto 0.0005 kg
EAN da caixa interna 4038917156219
EAN da embalagem externa 4038917156202

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

