



Product description

Order number 90.183.100
Descrição do artigo Suportes de tubo, SC 2700, para centrífuga SC 2700

Product characteristics

Indicado para centrífuga SC 2700

Size

Diâmetro 18.4 mm
Largura do produto 23 mm
Altura do produto 83.5 mm
Comprimento do produto 23 mm

Material & colours

Cor do produto preta

Purity & certification

Categoria do produto não regulamentado
Certificação CE sem marca CE
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 2
Unidades por caixa 50
Unidades por palete 16200
Profundidade da embalagem externa 268 mm
Largura da embalagem externa 191 mm
Altura da embalagem externa 100 mm
Volume da embalagem externa 0.0051 cbm
Peso do produto 0.021 kg
Peso da embalagem externa 1.2 kg
EAN da caixa interna 4038917909143
EAN da embalagem externa 4038917909150

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

