



Descrição do Produto

Número de pedido 92.184.555
Descrição do artigo Tampa, LC 6, natural, para Suportes de tubo

Características do produto

Indicado para Suportes de tubo

Materiais e cores

Cor do produto natural

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 60
Unidades por palete 19440
Profundidade da embalagem externa 268 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Tampa, LC 6, natural, para Suportes de tubo

Página 2

Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0,0051 cbm
Peso do produto	0,0039 kg
Peso da embalagem externa	0,43 kg
EAN da caixa interna	4038917102483
EAN da embalagem externa	4038917073257

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-21

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT