



Especificação do produto
Centrífuga, SC 2700, tensão de alimentação:
115/230 V, rotor oscilante 6 vezes

Página 1

Descrição do Produto

Número de pedido 90.183.000
Descrição do artigo Centrífuga, SC 2700, tensão de alimentação: 115/230 V,
para separação de soro/plasma do coágulo de sangue,
rotor oscilante 6 vezes

Características do produto

Versão rotor oscilante 6 vezes
Indicado para separação de soro/plasma do coágulo de sangue
Centrifugação máxima (RCF) 2700 x g
Quantidade de locais de medição 6

Dimensões

Largura do produto 350 mm
Altura do produto 260 mm
Comprimento do produto 430 mm

Pureza e certificação

Categoria do produto Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 20
Volume da embalagem externa 0,0772 cbm
Peso do produto 16,655 kg
Peso da embalagem externa 18,5 kg
EAN da caixa interna 4038917574877
EAN da embalagem externa 4038917574860

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-11-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT