



### Descrição do Produto

Número de pedido	90.186.102
Descrição do artigo	Centrífuga, MC6, tensão de alimentação: 240 V, para microtubos (1,5/2,0 ml) ou tiras de oito tubos (0,2 ml)

### Características do produto

Indicado para	microtubos (1,5/2,0 ml) ou tiras de oito tubos (0,2 ml)
Centrifugação máxima (RCF)	6000 U/min
Consumo de energia durante o funcionamento	16 W

### Dimensões

Largura do produto	153 mm
Comprimento do produto	153 mm

### Pureza e certificação

Categoria do produto	Aparelho com marcação CE
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	108
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0,0134 cbm
Peso do produto	0,975 kg
Peso da embalagem externa	1,45 kg
EAN da caixa interna	4038917102650
EAN da embalagem externa	4038917066969

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

