



### **Product description**

Order number	80.626
Descrição do artigo	Cotonete de esfregaço para ciência forense, redondo, tratada com ETO, ISO 18385, comprimento da barra: 150 mm, material da barra: madeira, cabeça do toalhete redondo, material do toalhete: algodão, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Campo de aplicação	Coleta de amostras forenses
--------------------	-----------------------------

### **Size**

Diâmetro	2.2 mm
Largura do produto	2.2 mm
Comprimento do produto	150 mm
Comprimento da barra	150 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Cor do produto	de várias cores
Material do tampão	algodão
Material da barra	madeira

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	ISO 18385
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	tratada com ETO
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	68000
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.023 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	1.95 kg
EAN da caixa interna	4038917279345
EAN da embalagem externa	4038917279338

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

