



**Especificação do produto**  
**Cotonete de esfregaço para ciência forense, redondo, no tubo com membrana de ventilação, ISO 18385, 95 mm, algodão**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	80.629.001
Descrição do artigo	Cotonete de esfregaço para ciência forense, redondo, no tubo com membrana de ventilação, tratada com ETO, ISO 18385, Secagem passiva, comprimento da barra: 95 mm, material da barra: madeira, cabeça do toalhete redondo, material do toalhete: algodão, tubo: PP, 1 unid./tubo de transporte

### Características do produto

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de tampa	tampa de rosca
Versão	no tubo com membrana de ventilação
Campo de aplicação	Coleta de amostras forenses

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-08

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Cotonete de esfregaço para ciência forense,**  
**redondo, no tubo com membrana de ventilação,**  
**ISO 18385, 95 mm, algodão**

**Página 2**

### **Dimensões**

Diâmetro	15,35 mm
Largura do produto	18,05 mm
Altura do produto	106,8 mm
Comprimento do produto	107 mm
Comprimento com tampa	97,6 µm
Comprimento sem tampa	106 mm
Comprimento com tampa e barra	106,8 µm
Comprimento da barra	95 mm

### **Materiais e cores**

Cor do produto	de várias cores
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material do tampão	algodão
Material da barra	madeira
Material do tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências	ISO 18385
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	tratada com ETO
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	800
Tipo de embalagem interior	tubo de transporte
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	800
Unidades por palete	20000
Profundidade da caixa interna	211 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	171 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-08

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Cotonete de esfregação para ciência forense,**  
**redondo, no tubo com membrana de ventilação,**  
**ISO 18385, 95 mm, algodão**

**Página 3**

Profundidade da embalagem externa	437 mm
Largura da embalagem externa	363 mm
Altura da embalagem externa	335 mm
Volume da embalagem externa	0,0531 cbm
Peso do produto	0,0065 kg
Peso da embalagem externa	7,29 kg
EAN da caixa interna	4038917276887
EAN da embalagem externa	4038917428941

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-08

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**