



**Especificação do produto**  
**Cotonete de esfregaço para ciência forense,  
redondo, no tubo com membrana de ventilação,  
ISO 18385, 125 mm, viscosa**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	80.634
Descrição do artigo	Cotonete de esfregaço para ciência forense, redondo, no tubo com membrana de ventilação, tratada com ETO, ISO 18385, Secagem passiva, comprimento da barra: 125 mm, material da barra: PS, cabeça do toalhete redondo, material do toalhete: viscosa, tubo: PP, 1 unid./tubo de transporte

### Características do produto

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Tampa	tampa padrão
Tipo de tampa	tampa de pressão
Versão	no tubo com membrana de ventilação
Campo de aplicação	Coleta de amostras forenses

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-08

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Cotonete de esfregação para ciência forense,**  
**redondo, no tubo com membrana de ventilação,**  
**ISO 18385, 125 mm, viscosa**

**Página 2**

### **Dimensões**

Comprimento do produto	175 mm
Comprimento sem tampa	150 mm
Comprimento da barra	125 mm

### **Materiais e cores**

Cor do produto	branca
Material da tampa	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	branca
Material do tampão	viscosa
Material da barra	Poliestireno (PS)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências	ISO 18385
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	tratada com ETO
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	tubo de transporte
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	33000
Profundidade da caixa interna	181 mm
Largura da caixa interna	97 mm
Altura da caixa interna	98 mm
Profundidade da embalagem externa	498 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	115 mm
Volume da embalagem externa	0,0214 cbm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-08

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Cotonete de esfregaço para ciência forense,**  
**redondo, no tubo com membrana de ventilação,**  
**ISO 18385, 125 mm, viscosa**

**Página 3**

Peso do produto	0,0072 kg
Peso da embalagem externa	4,41 kg
EAN da caixa interna	4038917276702
EAN da embalagem externa	4038917276696

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-08

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**