



### **Product description**

Order number	83.1840.002
Descrição do artigo	Lamínulas, para células aderentes, Ø: 13 mm, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 25 unid./pacote

### **Product characteristics**

Indicado para	Placas de 6, 12 e 24 poços
Tipo de célula	células aderentes
Tratamento da superfície	com tratamento TC
Cor de codificação	vermelha

### **Size**

Diâmetro	13 mm
----------	-------

### **Material & colours**

Material do produto	Politereftalato de etileno, glicol modificado (PET-G)
Cor do produto	transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	288000
Profundidade da embalagem externa	310 mm
Largura da embalagem externa	144 mm
Altura da embalagem externa	335 mm
Volume da embalagem externa	0.015 cbm
Peso do produto	0.0003 kg
Peso da embalagem externa	1.8 kg
EAN da caixa interna	4038917134057
EAN da embalagem externa	4038917025393

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

