



Product description

Order number	83.1850
Descrição do artigo	Bomba de membrana, para filtração a pressão, para Filtropur LS, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	para filtração a pressão
Indicado para	Filtropur LS

Size

Largura do produto	99 mm
Altura do produto	177 mm
Comprimento do produto	130 mm

Purity & certification

Categoria do produto	Aparelhos, de acordo com a diretriz do equipamento
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	50
Volume da embalagem externa	0.0157 cbm
Peso do produto	3.159 kg
Peso da embalagem externa	3.51 kg
EAN da caixa interna	4038917087940
EAN da embalagem externa	4038917006101

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

