



Product description

Order number	83.3950
Descrição do artigo	Raspador de células, Lâmina de 2 posições, tamanho: S, comprimento da alça: 24 cm, comprimento da lâmina: 1,35 cm, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Size

Comprimento do produto	24.7 cm
Comprimento da lâmina	1.35 cm
Comprimento da barra	24 cm
Largura da lâmina	1.35 cm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	vermelha/opaca
Material da barra	Poliestireno (PS)
Material da lâmina	Elastômero termoplástico (TPE)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	sem marca CE
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	16500
Profundidade da caixa interna	245 mm
Largura da caixa interna	20 mm
Altura da caixa interna	7 mm
Profundidade da embalagem externa	330 mm
Largura da embalagem externa	275 mm
Altura da embalagem externa	115 mm
Volume da embalagem externa	0.0104 cbm
Peso do produto	0.0081 kg
Peso da embalagem externa	1.3 kg
EAN da caixa interna	4038917426633
EAN da embalagem externa	4038917426626

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

