



Product description

Order number	83.3990.175
Descrição do artigo	Tampa de rosca, para frasco de cultura de células T-175, tampa de rosca de 2 posições, sem filtro, vermelha, TC Tested, 1 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa de rosca de 2 posições
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Indicado para	frasco de cultura de células T-175
Filtro	não

Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	vermelha
Cor da tampa	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	TC Tested
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	16800
Profundidade da embalagem externa	288 mm
Largura da embalagem externa	218 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0094 cbm
Peso do produto	0.0054 kg
Peso da embalagem externa	0.92 kg
EAN da caixa interna	4038917359986
EAN da embalagem externa	4038917359979

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

