




Product Specification

**Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 1 ml,
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e
não-citotóxicos, 1 unid./blister**

Page 1



Product description

Order number	86.1251.001
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 1 ml, cor de codificação: amarela, material: PS, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	amarela
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	1 ml
Cor de codificação	amarela

Size

Diâmetro	4 mm
Comprimento do produto	270 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 1 ml,
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e
não-citotóxicos, 1 unid./blister**

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e
 não-citotóxicos
Esterilização Radiação gama
Isenção de pirogênio sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 54000
Profundidade da embalagem 420 mm
 externa
Largura da embalagem 250 mm
 externa
Altura da embalagem externa 290 mm
Volume da embalagem 0.0323 cbm
 externa
Peso do produto 0.0044 kg
Peso da embalagem externa 5.01 kg
EAN da caixa interna 4038917127158
EAN da embalagem externa 4038917021067

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

