




Product Specification
**Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 2 ml,
estéril, 25 unid./pacote**



Product description

Order number	86.1252.025
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 2 ml, cor de codificação: verde, material: PS, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	2 ml
Cor de codificação	verde

Size

Diâmetro	6 mm
Comprimento do produto	270 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	81000
Profundidade da embalagem externa	413 mm
Largura da embalagem externa	250 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0201 cbm
Peso do produto	0.0036 kg
Peso da embalagem externa	4.21 kg
EAN da caixa interna	4038917127219
EAN da embalagem externa	4038917021098

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

